FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM I FJFI ČVUT v Praze

Měření Poissonovy konstanty a dutých objemů

Číslo úlohy: 5 Skupina: 2

Kruh: Čtvrtek Jméno: Denis Krapivin

Datum měření: 21.10.2021 Kolega: Kseniia Politskovaia

Klasifikace:



Část I - Měření Poissonovy konstanty

1 Pracovní úkoly

1. DU: Odvod'te rovnici pro Poissonovu konstantu.

2. Změřte Poissonovu konstantu metodou kmitajícího pístku

3. Změřte Poissonovu konstantu Clément-Désormesovou metodou. Nezapomeňte provést opravu vašeho měření na systematické chyby.

4. Oba výsledky vzájemně porovnejte (procentuálně) a diskutujte, jestli je v rámci chyb můžete považovat za stejné.

2 Pomůcky

Barometr, aparatura na měření Poissonovy konstanty Clément-Désormesovou metodou (skleněná báň se dvěma kohouty, otevřený manometr, gumový měch, stopky s fotoelektrickou bránou), aparatura pro měření Poissonovy konstanty metodou kmitajícího pístku (skleněná baňka, skleněná trubice s postranním otvorem, pístek, elektrická pumpička na vzduch, stopky s fotoelektrickou bránou, spojovací trubice).

3 Teorie

3.1 Clémentova-Désormesova metoda

Uvažujeme nádobu objemu V_1 ve které se nachází ideální plyn s tlakem $p_1 > p_a$, kde p_a je atmosféricky tlak. Rozdíl hodnot p_1 a p_a označíme Δp . Teplota plynu v nádobě a teplota vně nádoby jsou stejné T_1 . Pokud plyn z nádoby budeme vypouštět systém přejde adiabatickou expanzi ze stavu (V_1, T_1, p_1) do stavu $(V_2, T_2 < T_1, p_2)$, kde $p_2 = p_a$. Pro adiabatické ději platí Poissonova rovnice:

$$p_1 V_1^{\kappa} = p_3 V_2^{\kappa} \tag{1}$$

, kde κ je hledaná Poissonova konstanta.

Při vyrovnání teplot mezi plynem T_2 a okolím T_1 tlak v baňce se stoupne na hodnotu $p_3 > p_a$. Rozdíl hodnot p_3 a p_a označíme $\Delta p'$. Změna ze stavu (V_1, T_1, p_1) do stavu $(V_3 = V_2, T_1, p_3)$ je izotermická a platí pro ni Boyle-Mariotteův zákon:

$$p_1 V_1 = p_3 V_2 \tag{2}$$

Po úpravách vztahů (1) a (2) dostaneme pro Poissonovu konstantu κ :


$$\kappa = \frac{\Delta p}{\Delta p - \Delta p'} \tag{3}$$

3.2 Metoda kmitajícího pístku

Uvažujeme trubice s otvorem a pístkem poloměru r a hmotností m (Obr. 1). Horní strana trubice je otevřená a se strany atmosféry ná pístek působí tlak p_a , dolní strana trubice spojená s baňkou objemu V, vzduch ve kterou má tlak $p > p_a$.

Pod vlivem přetlaku pístek se posune do otevřeného konce trubice, po překročeni pístkem otvoru tlak v baňce p se zmenší, pístek poklesne a celý proces se opakuje. Vhodným nastavením tlaku v baňce lze docílit kmitání symetricky okolo otvoru. Jestliže se pístek posune v trubici o délku x z rovnovážné polohy, tlak p se změní o dp.

$$m\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} = \pi r^2 \mathrm{d}p$$



Obr. 1: Skleněná trubice s postranním otvorem a plastovým pístkem.

kde q je tíhové zrychlení.

Z tohoto vztahu jsme odvodili v domácí přípravě (viz Příloha) rovnici pro Poissonovu konstantu κ . Pro určení předpisu pro tlak p rozepíšeme síly působící na pístek a dosazením do vzorce pro κ z domácí přípravy máme:

$$mg = \pi r^2 p - \pi r^2 p_a \implies \kappa = \frac{4\pi mV}{T^2 r^2 (\pi r^2 p_a + mq)}$$
 (4)

4 Postup měření

4.1 Clémentova-Désormesova metoda

snímač velký kohout malý kohout baňka

Obr. 2: Schéma Clémentova-Désormesova přístroje [1].

Pro měření touto metodou se používá uspořádání patrné z Obr. 2.

Budeme měřit hodnotu přetlaku Δp před otevřením velkého kohoutu, dobu otevření velkého kohoutu t_k a hodnotu přetlaku $\Delta p'$ po vyrovnání teplot s okolím.

Otevřeme malý kohout a stlačíme vzduch gumovým měchem, pak malý kohout zavřeme a nechme plyn v baní vyrovnat teplotu s okolím. Odečítáme hodnoty výsek obou hladin manometru. Hodnotu přetlaku Δp najdeme jako výškový rozdíl hladin otevřeného manometru. Stiskem krátce otevřeme velký kohout, dobu otevření kohoutu nám ukážou stopky, které spojeny s digitálním snímačem. Snímač by měl byt nastaven do režimu "gate".

Měření několikrát opakujeme.

4.2 Metoda kmitajícího pístku

Měřici sestava je vyobrazena na Obr. 3.

Vhodným nastavením otevření ventilu a regulačního knoflíku na pumpičce dosáhneme takového stavu, aby pístek kmital souměrně mezi ryskami na trubici a přerušoval světelný paprsek z fotoelektrické brány, který umístěn na výší konci trubice.

Pomocí snímače budeme měřit počet kmitu za pět minut. Chybu měření snímače zanedbejme. Měření následně několikrát opakujeme.

5 Zpracování dat


5.1 Clémentova-Désormesova metoda


Naměřené hodnoty rozdílu výšek hladin pro měření před otevřením kohoutu Δh a po otevření $\Delta h'$, časy otevření kohoutu K a vypočtené hodnoty Poissonové konstanty κ s chybou σ_{κ} pro káždé měření jsou v Tab. 1.

Chyba měření výšky hladiny je 1 mm, pak chyba měření rozdílu výšek se rovna 1,4 mm podle vztahu pro výpočet chyb nepřímého měření [2]. Chyba měření času K je zanedbatelná, chyba měřeni σ_{κ} nalezena jako chyba nepřímého měření.

Vzhledem k tomu, že popsaný děj můžeme považovat za adiabatický jen pro krátkou dobu otevření kohoutu hodnota Poissonovy konstanty by měla záviset na čase. Budeme tuto závislost uvažovat lineární. Proložení naměřených hodnot lineární funkci je na Obr. 4.

Extrapolací naměřených hodnot zjistíme $\kappa(0)$:





Obr. 3: Schéma aparatury na měření Poissonovy konstanty metodou kmitajícího pístku [1].

$\Delta h [m cm]$	4.4	3.6	7.6	6.6	12.5	7.0	1.9	2.0	4.1	13.3	12.5	7.6
$\Delta h'[\mathrm{cm}]$	1.1	0.8	1.8	1.6	3.1	1.5	0.3	0.4	0.8	2.9	3.1	1.7
K[s]	0.147	0.150	0.183	0.222	0.189	0.358	0.218	0.219	0.529	0.793	0.169	0.335
κ[-]	1.30	1.29	1.31	1.32	1.33	1.27	1.20	1.3	1.24	1.28	1.33	1.29
$\sigma_{\kappa}[-]$	0.06	0.07	0.03	0.04	0.02	0.03	0.10	0.10	0.05	0.02	0.02	0.03

Tab. 1: Naměřené hodnoty rozdílu výšek hladin pro měření před otevřením kohoutu Δh a po otevření $\Delta h'$, časy otevření kohoutu K, vypočtené hodnoty Poissonové konstanty κ s příslušnou chybou σ_{κ} .

5.2 Metoda kmitajícího pístku

Hodnoty objemu láhvi V, hmotnosti pístku m a jeho poloměru r považujeme ve výpočtech za přesné (tj. s nulovou chybou):

$$V = 1133 \text{ cm}^3$$
 $m = 4.59 \cdot 10^{-3} \text{ kg}$ $r = 5.95 \cdot 10^{-3} \text{ m}$

Naměřené hodnoty počtu kmitu N za 5 minutové intervaly jsou v Tab. 2

Tab. 2: Naměřené hodnoty počtu kmitu N pístku za 5 minutové intervaly.


Najdeme střední počet kmitu $N_{\rm str}$ jako aritmetický průměr těchto hodnot, chybu najdeme jako střední kvadratickou chybu. Pak dostaneme hodnotu periody kmitu pístku T, chybu najdeme jako chybu nepřímého měření:

$$N_{\rm str} = 886, 2 \pm 1, 3 \qquad \Longrightarrow \qquad T = \frac{5 \text{ min}}{N_{\rm str}} = (339, 0 \pm 0, 5) \text{ ms}$$

Podle vzorce (4) dostaneme hodnotu Poissonové konstanty κ :

$$\kappa = (1, 37 \pm 0, 03)$$

Při vypočtu objemů jsme použili hodnoty tíhového zrychlení g [3] a atmosférického tlaku p_a [4]. Chybu měření κ jsme určili jako chybu nepřímého měřeni.



Obr. 4: Vypočtené hodnoty Poissonové konstanty κ pro naměřené hodnoty času otevření kohoutu K a proložení dat lineární funkcí.

6 Diskuze

Hodnotu Poissonovy konstanty jsme pomoci Clémentove-Désormesovy metody naměřili s chybou 0,75%, ale při srovnání s tabulkovou hodnotou Poissonovy konstanty [5] je vidět, že hodnoty od sebe vzdáleny $\geq 7\sigma$, tím pádem hodnoty nemůžeme považovat za shodné.

Hodnota redukovaného χ^2 se rovná přibližně 0,5. Pravděpodobně by to mohlo byt spojeno s příliš velkými chybami jednotlivých měřeni κ a hlavně s malým počtem měření.

Celkem je vidět, že hodnota Poissonovy konstanty opravdu závisí na K a našli jsme ji s poměrně vysokou přesností. Nesoulad s tabulkovou hodnotou je pravděpodobně způsoben systematickou chybou, která mohla byt způsobena například výměnou tepla stěnami nádoby během expanzi (není adiabatický dej). Během experimentu se také mohlo stát, že při příliš krátkém otevření kohoutku nestihl tlak klesnout na atmosférický.

Hodnota Poissonovy konstanty nalezená metodou kmitajícího pístku už shoduje s tabulkovou hodnotou v rámci $2, 3 \sigma \leq 3 \sigma$, tím pádem hodnoty jsou srovnatelné.

Hodnoty Poissonovy konstanty nalezené dvěma různými metody se shoduje v rámci $1, 3 \sigma \leq 3 \sigma$.

U obou metod bereme ideální plyn pro zjednodušení výpočtů, což může mít také vliv na výsledek.

7 Závěr

Změřili jsme hodnotu Poissonovy konstanty Clémentovou-Désormesovou metodou a dostali výsledkem $\kappa = (1, 33 \pm 0, 01)$. V diskuze jsme rozhodli, že hodnota pravděpodobně zatížena systematickou chybou.

Pro měření metodou kmitajícího pístku jsme dostali hodnotu Poissonovy konstanty $\kappa = (1, 37 \pm 0, 03)$. Tento výsledek shoduje s tabulkovou hodnotou v rámci $2, 3 \sigma$.

Část II - Měření dutých objemů

8 Pracovní úkoly

- 1. Určit objem prachovnice metodou vážení.
- 2. Určit objem téže prachovnice pomocí komprese plynu.
- 3. Oba výsledky vzájemně porovnat.

9 Pomůcky

Měřený objem (prachovnice), záslepka, speciální plynová byreta s porovnávacím ramenem, katetometr, teploměr, barometr, digitální váhy.

10 Teorie

10.1 Metoda vážení

Pokud vyplníme nějaký dutý objem V kapalinou (například vodou) známe hustoty $\rho_{\rm v}$ a najdeme hmotnost vody $m_{\rm v}$ jako rozdíl hmotnosti prázdného a plného objemu, pak dostaneme vzorec pro výpočet V. Nezapomeneme na to, že hustota vody závislá na teplotě t:

$$\rho_{\rm v} = \frac{1}{0.9998(1 + 0.00018t)} \Longrightarrow V = \frac{m_{\rm v}}{\rho_{\rm v}} = 0.9998m_{\rm v}(1 + 0.00018t) \tag{5}$$

10.2 Metoda kompresí plynu

Při kompresní metodě spojíme zkoumaný objem V trubicí objemu V_t s byretou. Druhy konec byrety je spojen s se zásobní nádobou. Změnou výšky budeme vytlačovat vodu do byrety, sahá-li voda v byretě před kompresí k dílku V1 a stoupne-li po kompresi k dílku V2, stoupne tlak v objemu z p na hodnotu $p+\Delta p$. Z úpravy Boyle-Mariotteova zákona platí:

$$V + V_{t} = (V_{2} - V_{1})\frac{p}{\Delta p} + V_{2} - V_{b}$$
(6)

Přetlak Δp budeme hledat pomocí otevřeného manometru, ze kterého lze odečítat rozdíl hladin Δh . Dosazením do (6) dostaneme výslednou rovnici:

$$\Delta p = \Delta h \rho g \implies V + V_{\rm t} = (V_2 - V_1) \frac{p}{\Delta h \rho g} + V_2 - V_{\rm b}$$
 (7)

kde g je gravitační zrychlení, ρ je hustota vody a $V_{\rm b}$ je celkový objem byrety.

11 Postup měření

11.1 Metoda vážení

Nejdřív potřebujeme změřit teplotu vzduchu v místnosti. Pomocí digitálních vah určíme hmotnost prázdné prachovnice.

Velkou lahev naplníme vodou, při míchaní vody chceme docílit teplotu vody stejnou s teplotou vzduchu, teplotu vody t změříme teploměrem. Naplníme prachovnice vodou až po okraj s pomocí injekční stříkačky a ji zvážíme. Po váženi vodu vylijeme a znovu naplníme lahev. Pak postup se několikrát opakuje.

11.2 Metoda kompresí plynu

Shéma aparatury na měření objemů kompresí plynů je na Obr. 5.

Prachovnice připojíme k hornímu konci byrety, povolíme výpustný kohout na byretě a počkáme až hladiny v byretě a srovnávací trubici se vyrovnají.

Kohout zavřeme a odečteme hodnotu V_1 na stupnici na byretě. Zvedneme nádobu s vodou a odečteme novou hodnotu V_2 ze stupnice a pomoci katetometru určíme rozdíl hladin Δh v byretě a srovnávací trubici. Pak nádobu opustíme a otevřeme kohout aby tlak se vyrovnal s atmosférickým. Tento postup opakujeme několikrát.

Následně vyměníme lahev za záslepku a aplikujeme stejný postup měření. Výsledný objem potom získáme vzájemným odečtením obou výsledků.

12 Zpracování dat

12.1 Metoda vážení

Uvedeme výsledky pro měření teplotu místnosti t_m a teplotu vody t_v :

$$t_{\rm m} = 22,9\,{}^{\circ}{\rm C}$$
 $t_{\rm v} = 26\,{}^{\circ}{\rm C}$

Chyby měření vzhledem k tvaru rovnice (5), pro kterou teto hodnoty potřebujeme jsou zanedbatelný.

Naměřené hodnoty hmotnosti m prachovnice s vodou a bez uvedeny v Tab. 3.

Lahev		Prázdná				
m[g]	211.7	211.6	211.7	211.9	211.9	96.4
$\sigma_m[\mathrm{g}]$	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

Tab. 3: Naměřené hmotnosti prázdné a plněné vodou prachovnici m a jejích chyba σ_m

Chyby měření hmotností jsou chybami měřicího přístroje. Najdeme výslednou hodnotu hmotnosti prachovnici s vodou m_{DV} a chybu teto hodnoty jako střední kvadratickou chybu:

$$m_{\rm DV} = (211, 76 \pm 0, 06) \,\mathrm{g}$$

Odečtením od m_{pv} hodnoty hmotnosti prázdné prachovnice a dosazením do (5) dostaneme:

$$V = (115, 92 \pm 0, 14) \,\mathrm{cm}^3$$

Chybu V jsme spočetli jako chybu nepřímého měření.

12.2 Metoda kompresí plynu


Naměřené hodnoty objemů V_1 , V_2 a rozdílu hladin v byrete a srovnávací trubice Δh jsou v Tab. 4. Hodnoty V_1 a V_2 jsou uvedeny v tabulce po převodu mezi stupnicí na byretě a jejím objemem podle [1].

Vypočtené hodnoty objemů V pomocí vzorce (7) pro zkoumanou nádobu s trubkou a bez trubky taky uvedené v Tab. 4. Při vypočtu objemů V jsme použili hodnotu tíhového zrychlení g [3] a atmosférického tlaku p_a [4].

Chybu měření objemů V_1 a V_2 podle stupnice bereme jako půlku nejmenšího dílku na stupnici byrety, co po převodu je 0, 2 cm³. Jako chybu měření Δh katetometrem uvažujeme 0, 1 mm. Chybu měření výsledného obejmu σ_V najdeme jako chybu nepřímého měření.

Pokud vypočítáme objem nádoby s trubkou z opakovaných měření jako váženy průměr a odečteme změřený objem trubky, dostaneme výsledný objem nádoby:

$$V_{\rm n} = (130 \pm 40) \, {\rm cm}^3$$



Obr. 5: Schéma aparatury na měření objemů kompresí plynu [1].

		Trubka				
$V_1[{ m cm}^3]$	10.5	4.9	3.0	2.0	3.8	8.7
$V_2[{ m cm}^3]$	11.0	5.4	3.6	2.8	4.4	9.0
$\Delta h[\mathrm{mm}]$	30.4	28.0	32.1	44.3	27.2	54.3
$V[{ m cm}^3]$	120	130	130	120	170	0
$\sigma_V[{ m cm}^3]$	100	100	90	70	100	50

Tab. 4: Naměřené hodnoty objemů V_1 , V_2 a rozdílu hladin v byrete a srovnávací trubice Δh , vypočtené hodnoty objemu V pro zkoumanou nádobu s trubkou a bez trubky, příslušná chyba σ_V .

13 Diskuze

Naměřená hodnota objemu prachovnice $V_{\rm n}=(115,92\pm0,14)\,{\rm cm}^3$ má malou relativitou chybu cca 0,12%. Pro měření objemů jsme použili vodu o teplotě 26°C, což o 3,1°C vice něž teplota v místnosti. To ale nemělo by ovlivnit výsledek o více než 0,8 cm³. Tím pádem výsledná hodnota objemu prachovnice změřená metodou váženi je $V_{\rm n}=(115,9\pm1)\,{\rm cm}^3$

Měřením metodou kompresí plynu nám se nepovedlo dost přesně zjistit hodnotu objemu prachovnice $V_{\rm n}=(130\pm40)\,{\rm cm}^3$ (relativní chyba měření je cca 30%). Pravděpodobně by šlo výsledek zpřesnit zvetšením počtu měření pro prachovnice s trubkou a hlavně pro samotnou trubku.

Největší vliv na hodnotu chyby měření měla chyba měření objemu byrety. Tato chyba způsobena tím, že nejmenší dílek na stupnici byrety á hodnotu 0,5%. Pokud by celkový objem byrety byl menší, šlo by objem naměřit přesněji. Hodnoty objemu změřené dvěma metodami se shoduje v rámci $2, 2\sigma \le 3\sigma$.

14 Závěr

Změřili jsme hodnotu objemu prachovnice metodou váženi a dostali výsledkem $V_{\rm n}=(115,9\pm1)\,{\rm cm}^3$. Metodou kompresí plynu nám se nepovedlo dost přesně zjistit hodnotu objemu prachovnice $V_{\rm n}=(130\pm40)\,{\rm cm}^3$ (relativní chyba měření je cca 30%).

Hodnoty objemu změřené dvěma metodami se shoduje v rámci $2, 2\sigma$. Metoda váženi dává přesnější výsledek než měření metodou kompresi plynu.

Literatura

- [1] Návod Poissonova konstanta a měření dutých objemů https://moodle-vyuka.cvut.cz/pluginfile.php/435328/mod_resource/content/8/Poisson_201119.pdf [cit.25.10.2021]
- [2] Základy fyzikálních měření, prezentace https://people.fjfi.cvut.cz/chalopet/ZFM/ZFM.pdf [cit.25.10.2021]
- $[3] \ \ Wolfram Alpha \ \ \ \ https://www.wolframalpha.com/input/?i=gravitation+acceleration+in+prague \\ [cit.25.10.2021]$
- [4] WolframAlpha https://www.wolframalpha.com/input/?i=atmospheric+pressure [cit.25.10.2021]
- [5] WolframAlpha https://www.wolframalpha.com/input/?i=Heat+capacity+ratio+for+air [cit.25.10.2021]

Příloha

15 Domácí příprava

DU: Odvod te rounici pro Poissonova konstanta

2 rounic pv^k=konzt, a

$$d(pv^k) = dpv^k + pkv^k - dv = 0$$
 $m \frac{d^2x}{dt^2} = mr^2 dp$
 $d(pv^k) = dpv^k + pkv^k - dv = 0$
 $m ale langty:$
 $dv = \pi r^2 x = pkv^{k-1} dv = -pkv^{k-1} \pi r^2 x = -pk\pi r^2 dv$
 $dv = \pi r^2 x = pkv^{k-1} dv = -pkv^{k-1} \pi r^2 x = -pk\pi r^2 dv$
 $dv = \pi r^2 x = -pk r^2 dv = -pkv^{k-1} dv = -pkv^{k-1} \pi r^2 x = -pk\pi r^2 dv$
 $dv = r^2 x = -pk\pi r^2 v^2 x = r^2 x + pk\pi r^2 x = 0$
 $dv = r^2 x = -pk\pi r^2 v^2 x = r^2 x + pk\pi r^2 x = 0$
 $dv = r^2 x =$

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Fyzikální praktikum I - zimní semestr