FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM II FJFI ČVUT v Praze

Určení Planckovy konstanty z charakteristických rentgenových spekter

Číslo úlohy: 12 Skupina: 4

Kruh: Středa 15:30 Jméno: Denis Krapivin

Datum měření: 27.4.2022 Kolega: Kseniia Politskovaia

Klasifikace:

1 Pracovní úkoly

1. $\mathbf{D}\dot{\mathbf{U}}$: Odhadněte dobu měření spektra pro různé integrační časy a velikosti kroku úhlu s rozsahem od 5° do 75°. Rozmyslete, jak by šlo měření optimalizovat, aby zabralo méně času. Zamyslete se nad tím, jestli Vámi navržený postup bude mít vliv na kvalitu dat.

- 2. Zkalibrujte goniometr pro monokrystal LiF.
- 3. Změřte spektrum rentgenového záření molybdenové, měděné a železné anody při napětí 35 kV. Počet fotonů zaznamenaných Geiger-Müllerovým počítačem v závislosti na úhlu stočení krystalu vyneste do grafu.
- 4. Určete frekvence charakteristických čar K_{α} a K_{β} v naměřených spektrech anod ze železa, mědi a molybdenu. S jejich pomocí sestavte Moseleyho linii pro čáru K_{α} a K_{β} . Určete Rydbergovu frekvenci a Planckovu konstantu z Moseleyho linií.
- 5. Změřte a vykreslete celé spektrum wolframové anody, porovnejte ho s ostatními spektry a diskutujte rozdíly a pokuste se odhadnout, co je způsobuje. Rozhodněte, zda je toto spektrum možné použít pro prodloužení Moselevho linií a své rozhodnutí zdůvodněte.
- 6. Změřte vysokoenergetické konce spektra wolframové anody pro 4 hodnoty urychlovacího napětí v rozmezí od 10 do 30 kV. Nalezněte úhly rozptylu pro maximální energie ve spektru a určete z nich hodnotu Planckovy konstanty.

2 Pomůcky

Rentgenová sada PHYWE (základní jednotka, goniometr, Geiger-Müllerův počítač), rentgenové trubice s molybdenovou, měděnou, železnou a wolframovou anodou, monokrystal LiF (fluoridu lithného) v držáku, kolimátor (2 mm), PC, program Measure.

3 Teoretický úvod

Rentgenové záření vzniká při srážce urychlených elektronů s hmotou. Elektrony jsou v zařízeních generujících rentgenové záření jsou urychleny vysokým napětím mezi katodou a anodou. Při dopadu urychlených elektronů na anodu vzniká záření se spojitým spektrem, ovšem vzhledem k vysokým energií urychlené elektrony schopny vyrážet elektrony z obalu atomů anody. Na uvolněná místa pak přecházejí elektrony z vyšších slupek, přičemž vyzařují energii ve formě elektromagnetického záření - fotonů. Takto vzniklé rentgenové záření se nazývá charakteristické, neboť pozice a poloha maxim je závislá na přesné konfiguraci elektronového obalu (protonovém čísle), a tedy na materiálu.

Na principu difrakce záření na krystalu lze sestrojit velmi přesné spektrometrické aparatury [1]. Při dopadu záření na krystal fotony se rozptyluji do různých směrů. Z Braggovy rovnice je zřejmé, že úhel rozptylu záření závisí na jeho frekvenci. Pak ze znalosti uhlu rozptylu θ lze odvodit vztah pro frekvenci fotonu f:

$$f = \frac{nc}{2d\sin\theta},\tag{1}$$

kde n je řád interferenčního maxima, $c=299792458~\mathrm{ms}^{-1}$ je rychlost světla ve vakuu [3], $d=201, 4\cdot 10^{-12}~\mathrm{m}$ je mřížková konstanta krystalu [1].

Podle Moseleyho zákonu lze odvodit vztah mezi frekvencí linií v rentgenovém spektru f a protonovým číslem Z prvku, ze kterého byla vyrobena anoda [1]. Lineární závislost na protonovém čísle Z lze vyjádřit odmocněním jako tohoto vztahu jako:

$$\sqrt{f} = \sqrt{\frac{(n_1^2 - n_2^2)}{n_1^2 n_2^2}} \sqrt{f_{\rm R}} (Z - \sigma), \quad \text{kde} \quad f_{\rm R} = \frac{m_{\rm e} e^4}{8\varepsilon_0^2 h^3}, \tag{2}$$

kde $m_{\rm e}=510,9989461~{\rm keV}c^{-2}$ je hmotnost elektronu [4] s nábojem $e=1,602\cdot 10^{-19}~{\rm C}$ [7], který vznikne po přechodu elektronu z hladiny s číslem n_1 na hladinu n_2 , σ je stínící konstanta materiálu, $\varepsilon_0=8,85418781~{\rm pF}m^{-1}$ permitivita vakua [5], h Planckova konstanta a $f_{\rm R}$ je Rydbergova frekvence. Ze znalosti hodnoty Rydbergove frekvence $f_{\rm R}$ lze najit hodnotu Planckove konstanty h jako:

$$h = \sqrt[3]{\frac{m_{\rm e}e^4}{8\varepsilon_0^2 f_{\rm R}}}. (3)$$

Pro určení Planckovy konstanty z vysoko
energetického konce spektra využijeme vztahu pro frekvence fotonů na základě úhlu rozp
tylu (1). Ve spektru se nemůžou vyskytnout fotony s energií vyšší, než je energie urychlených elektronů v rent
gence. Má-li se jednat o vysokoenergetický konec spektra, musí být úhel, pod kterým dojde ke konstruktivní interferenci pro fotony minimální a tedy musí být minimální i řád interferenčního maxima (n=1). Proto pro určení Planckove konstanty z vysokoenergetického konce spektra platí rovnost:

$$h = \frac{2deU}{c}\sin\theta. \tag{4}$$

4 Postup měření

Rentgenová aparatura je ovládána pomocí programu Measure a v něm je znázorněna schématem na Obr. 6. v návodu [1]. Nejdřív otevřeme průhledná dvířka na přední straně aparatury a umístíme na rotační část zařízení monokrystal LiF a kolimátor o průměru 2 mm. Aby bylo možné spustit lampu, je nejprve potřeba zamknout dvířka experimentálního prostoru pomocí tlačítka na ovládacím panelu. Na panelu přístroje nastavíme urychlovací napětí na 35kV.

Kliknutím na experimentální oblast v oknu programu Measure se otevře nastavení goniometru, kde je ovládání kalibrace. Nastavíme "Mode" na "1:2 copling mode" a "Crystal" na "LiF" a spustíme kalibraci. Po provedení kalibrace do prostoru pro lampu na levé straně zařízení vložíme lampu s molybdenovou anodou.


V programu Measure zadáme rozmezí úhlů $5^{\circ} - 75^{\circ}$ a zvolíme krok goniometru na $0, 5^{\circ}$ a integrační čas na 1 s. Měření provedeme pro cely rozsah úhlů $5^{\circ} - 75^{\circ}$ nebo do objevovaní na grafu interferenčních maxim druhého řadu. Určíme na grafu oblast piků prvního a druhého řádu, proměříme je s krokem $0, 5^{\circ}$ a integračním časem 5 s. Měření opakujeme pro měděnou a železnou lampy.

Vložíme wolframovou lampu do prostoru pro lampu a opakujeme měření spektra v rozmezí úhlů $5^{\circ} - 75^{\circ}$ s krokem $0, 5^{\circ}$ a integračním časem 1 s.

Pro měření vysokoenergetických konce spektra provedeme měření v rozmezí $5^{\circ}-20^{\circ}$ pro veličiny urychlovacího napětí 30kV, 23 kV a 17 kV.

5 Vypracování

Naměřené spektra rentgenového záření molybdenové, měděné a železné anody při napětí 35 kV jsou zobrazený na Obr. 1, Obr. 4, Obr. 5.



Obr. 1: Spektrum rentgenového záření molybdenové anody. Naměřený počet fotonů n zaznamenaných Geiger-Müllerovým počítačem v závislosti na úhlu stočení krystalu θ .

Proložení charakteristických piků 1. a 2. řadů funkcemi ve tvaru $n(\theta) = Ae^{-(\theta-B)^2/(2C^2)/C+D}$ s koeficienty A, B, C, D pro molybdenovou anodu jsou na Obr. 6 a Obr. 7, pro měděnou anodu jsou na Obr. 8 a Obr. 9, pro železnou na Obr. 10, Obr. 11 a Obr. 12.

Vypočtené podle (1) hodnoty frekvence charakteristických čar K_{α_i} a K_{β_i} pro piky 1. a 2. řadů v naměřených spektrech anod ze železa, mědi a molybdenu jsou v Tab. 1. Chyby jsou vypočtené jako chyby nepřímého měření [2].

Výsledné hodnoty frekvence charakteristických čar K_{α} a K_{β} v naměřených spektrech anod ze železa, mědi a molybdenu jsou v Tab. 2. Hodnoty frekvence K_{α} a K_{β} jsou spočítané podle vzorce pro váženy průměr, chyba je stanovena jako chyba váženého průměru [2].


	$K_{\alpha_1}[10^{16}{\rm Hz}]$	$K_{eta_1}[10^{16}{ m Hz}]$	$K_{lpha_2}[10^{16}{ m Hz}]$	$K_{eta_2}[10^{16}{ m Hz}]$
molybden	$414,0 \pm 8,0$	$466,0 \pm 9,0$	$420,0 \pm 10,0$	$471,0 \pm 6,0$
měď	$192,6 \pm 0,7$	$212,0 \pm 1,2$	$194, 1 \pm 0, 5$	$215, 3 \pm 0, 5$
železo	$154, 3 \pm 0, 5$	$169, 6 \pm 1, 4$	$154,0 \pm 2,0$	$171,0 \pm 3,0$

Tab. 1: Vypočtené hodnoty frekvence charakteristických čar K_{α_i} a K_{β_i} pro piky 1. a 2. řadů v naměřených spektrech anod ze železa, mědi a molybdenu.

Vypočtené hodnoty $K^{\frac{1}{2}}$ v závislosti na protonovém čísle prvků Z a proložení závislosti funkci ve tvaru (2) (Moseleyho linii) jsou na Obr. 2. Proložením dat jsou nalezené hodnoty Rydbergove frekvence $f_{\rm R1}=(0,3341\pm0,0003)\,10^{16}{\rm Hz}$, $f_{\rm R2}=(0,314\pm0,006)\,10^{16}{\rm Hz}$.

	Z[-]	$K_{\alpha}[10^{16}\mathrm{Hz}]$	$K_{eta}[10^{16}{\rm Hz}]$
molybden	42	$417,0 \pm 9,0$	$469,0 \pm 8,0$
měď	29	$193, 4 \pm 0, 6$	$213,7 \pm 0,8$
železo	26	$154, 1 \pm 1, 6$	$170,0 \pm 2,0$

Tab. 2: Výsledné hodnoty frekvence charakteristických čar K_{α} a K_{β} v naměřených spektrech anod ze železa, mědi a molybdenu, kde Z je protonové číslo.



Obr. 2: Moseleyho linii pro čáru K_{α} a K_{β} . Vypočtené hodnoty $K^{\frac{1}{2}}$ v závislosti na protonovém čísle prvků Z a proložení závislosti funkci ve tvaru $K^{\frac{1}{2}}(Z)$ s koeficienty $A_1=0,866,\ A_2=0,9428,\ \sigma_1=1,21\pm0,01,$ $\sigma_2=1,3\pm0,2,\ f_{\mathrm{R}1}=0,3341\pm0,0003,\ f_{\mathrm{R}2}=0,314\pm0,006.$

Výsledná hodnota Rydbergove frekvence $f_{\rm R}$ je nalezena jako vážený průměr. Chyba je vypočtena jako chyba váženého průměru:

$$f_{\rm R} = (3, 24 \pm 0, 06) \, 10^{15} \text{Hz}.$$


Využitím vztahu (3) je vypočtena hodnota Planckovy konstanty h:

$$h = (6, 66 \pm 0, 04) \cdot 10^{-34} \,\mathrm{J}\,\mathrm{s},$$

kde chyba je nalezena jako chyba nepřímého měření.

Spektrum wolframové anody pro úhly stočení krystalu θ 5 – 75 $^{\circ}$ je na Obr. 13.

Vysokoenergetické konce spektra wolframové anody pro hodnoty urychlovacího napětí 30kV, 23 kV a 17 kV, tj. naměřený počet fotonů n zaznamenaných Geiger-Müllerovým počítačem v závislosti na úhlu stočení krystalu θ a proložení dat funkcemi ve tvaru $n(\theta) = Ae^{-(\theta-B)^2/(2C^2)/C+D}$ jsou na Obr. 3. Proložením dat a užitím vzorce (4) jsou nalezené hodnoty Planckové konstanty pro každé měření $h_1 = (7,0\pm0,4)\cdot 10^{-34}\,\mathrm{J}\,\mathrm{s},\ h_2 = (6,8\pm0,9)\cdot 10^{-34}\,\mathrm{J}\,\mathrm{s},\ h_3 = (6,4\pm1,2)\cdot 10^{-34}\,\mathrm{J}\,\mathrm{s}.$



Obr. 3: Vysokoenergetické konce spektra wolframové anody pro hodnoty urychlovacího napětí 30kV, 23 kV a 17 kV. Naměřený počet fotonů n zaznamenaných Geiger-Müllerovým počítačem v závislosti na úhlu stočení krystalu θ a proložení závislosti funkcemi ve tvaru $n_i(\theta)$ s koeficienty $A_1=1000\pm200$, $A_2=2700\pm1500$, $A_3=17000\pm3000$, $B_1=8,40\pm0,01$, $B_2=10,6\pm0,2$, $B_3=12,7\pm0,7$, $C_1=1,7\pm0,2$, $C_2=3\pm1$, $C_3=0\pm40$, $D_1=-140\pm60$, $D_2=-500\pm300$, $D_2=-2000\pm500$.

Výsledná hodnota Planckové konstanty h je nalezena jako vážený průměr, chyba je vypočtena jako chyba váženého průměru:

$$h = (6.8 \pm 0.8) \cdot 10^{-34} \,\mathrm{J s}.$$

6 Diskuze

Hodnoty úhlů jsme považovali za přesné, chybu měření počtu pulzů zaznamenaných Geiger-Müllerovým počítačem jsme odhadli na 1 pulz, ale také při zpracování dat zanedbali.

Naměřená hodnota Planckove konstanty z Moseleyho linií $h = (6, 66 \pm 0, 04) \cdot 10^{-34} \,\mathrm{J}\,\mathrm{s}$ má malou relativitou chybu cca 0,6%, naměřená hodnota odpovídá v rámci 3σ tabulkové hodnotě $h = 6, 626 \cdot 10^{-34} \,\mathrm{J}\,\mathrm{s}$, tím pádem hodnoty můžeme považovat za shodné.

Vypočtena podle úhlů rozptylu pro maximální energie ve spektru wolframu hodnota Planckove konstanty $h=(6,8\pm0,8)\cdot 10^{-34}\,\mathrm{J}\,\mathrm{s}$ má relativitou chybu cca 12%, naměřená hodnota odpovídá v rámci 3σ tabulkové hodnotě $h=6,626\cdot 10^{-34}\,\mathrm{J}\,\mathrm{s}$, tím pádem hodnoty můžeme považovat za shodné. Měření Planckove konstanty pomoci Moseleyho linií nám vyhází mnohem přesnější.

Při porovnaní spekter Obr. 1, Obr. 4, Obr. 5 je vidět, že uhel rozptylů fotonu je tím menši čím vetší protonové číslo materiálu anody. Z Braggovy rovnice lze ukázat, že úhel rozptylu záření závisí na jeho vlnové délce, tím pádem i na energii fotonu. Wolfram ma dostatečně velké protonové číslo (72), tím pádem i energie fotonů, které vzniklí

ionizací wolframu je vetší. Proto lze předpokládat, že piky zobrazené na Obr. 1 není charakteristickými piky 1. a 2. řadu, a hledané piky by se měli naházet v okolí 0° . Tím pádem wolfram není možné použít pro prodloužení Moseleyho linií.

Výslednou chybu spočítaných hodnot určitě šlo by zmenšit lepším nastavováním vstupních konstant při proložení charakteristických piků a vysokoenergetických konce spektra wolframove anody (při zvolení těchto konstant je velmi složíte správné uhádnout nutnou hodnotu, občas pro různé hodnoty konstant nám vyházeli různé, ale skoro stejně přesná hodnoty)

7 Závěr

Seznámili jsme s metodou měření spektra rentgenového záření, sestavením Moseleyho linii a určením z nich hodnoty Planckovy konstanty.

Změřili jsme spektrum rentgenového záření molybdenové, měděné a železné anody Obr. 1, Obr. 4, Obr. 5.

Proložením charakteristických piků jsme určili frekvence čar K_{α} a K_{β} v naměřených spektrech anod ze železa, mědi a molybdenu, s jejich pomocí jsme sestavili Moseleyho linii a určili Rydbergovu frekvenci na $f_{\rm R}=(3,24\pm0,06)\,10^{15}{\rm Hz}$ a Planckovu konstantu na $h=(6,66\pm0,04)\cdot10^{-34}\,{\rm J\,s.}$


Změřili jsme vysokoenergetické konce spektra wolframové anody pro 3 hodnoty urychlovacího napětí Obr. 3, nalezli jsme úhly rozptylu pro maximální energie ve spektru a určili z nich hodnotu Planckovy konstanty na $h = (6, 8 \pm 0, 8) \cdot 10^{-34} \,\mathrm{J}\,\mathrm{s}$.

Literatura


- [1] Kolektiv praktika, *Určení Planckovy konstanty z charakteristických rentgenových spekter*, [online, cit.1.5.2022] https://moodle-vyuka.cvut.cz/pluginfile.php/435657/mod_resource/content/3/pra2_rtg_220220.pdf
- [2] Petr Chaloupka, Základy fyzikálních měření, prezentace [online, cit.1.5.2022] https://people.fjfi.cvut.cz/chalopet/ZFM/ZFM.pdf
- [3] WolframAlpha, Speed of light, [online, cit.1.5.2022] https://www.wolframalpha.com/input?i=speed+of+light
- [4] WolframAlpha, Mass of electron, [online, cit.1.5.2022] https://www.wolframalpha.com/input?i=mass+of+electron
- [5] WolframAlpha, *Permittivity of vacuum*, [online, cit.1.5.2022] https://www.wolframalpha.com/input?i=permittivity+of+vacuum
- [6] WolframAlpha, *Planck constant*, [online, cit.1.5.2022] https://www.wolframalpha.com/input?i=Planck+constant
- [7] WolframAlpha, *Charge of electron*, [online, cit.1.5.2022] https://www.wolframalpha.com/input?i=electron+charge

Příloha


8 Grafy




Obr. 4: Spektrum rentgenového záření měděné anody. Naměřený počet fotonů n zaznamenaných Geiger-Müllerovým počítačem v závislosti na úhlu stočení krystalu θ .




Obr. 5: Spektrum rentgenového záření železné anody. Naměřený počet fotonů n zaznamenaných Geiger-Müllerovým počítačem v závislosti na úhlu stočení krystalu θ .




Obr. 6: Naměřený počet fotonů n zaznamenaných Geiger-Müllerovým počítačem v závislosti na úhlu stočení krystalu θ v oblasti charakteristických piků 1. řadu molybdenové anody. Proložení piků funkcemi ve tvaru $n_i(\theta)$ s koeficienty $A_1=70\pm 10,\ A_2=326\pm 12,\ B_1=9,133\pm 0,007,\ B_2=10,300\pm 0,003,\ C_1=0,09\pm 0,01,$ $C_2=0,088\pm 0,003,\ D_1=450\pm 50,\ D_2=550\pm 40.$




Obr. 7: Naměřený počet fotonů n zaznamenaných Geiger-Müllerovým počítačem v závislosti na úhlu stočení krystalu θ v oblasti charakteristických piků 2. řadu molybdenové anody. Proložení piků funkcemi ve tvaru $n_i(\theta)$ s koeficienty $A_1=28\pm 9,\ A_2=94\pm 8,\ B_1=18,41\pm 0,02,\ B_2=20,794\pm 0,006,\ C_1=0,2\pm 0,1,$ $C_2=0,115\pm 0,008,\ D_1=290\pm 50,\ D_2=260\pm 30.$




Obr. 8: Naměřený počet fotonů n zaznamenaných Geiger-Müllerovým počítačem v závislosti na úhlu stočení krystalu θ v oblasti charakteristických piků 1. řadu měděné anody. Proložení piků funkcemi ve tvaru $n_i(\theta)$ s koeficienty $A_1=347\pm 9,\ A_2=840\pm 50,\ B_1=20,401\pm 0,002,\ B_2=22,695\pm 0,006,\ C_1=0,095\pm 0,002,\ C_2=0,124\pm 0,007,\ D_1=270\pm 30,\ D_2=267\pm 14.$




Obr. 9: Naměřený počet fotonů n zaznamenaných Geiger-Müllerovým počítačem v závislosti na úhlu stočení krystalu θ v oblasti charakteristických piků 2. řadu měděné anody. Proložení piků funkcemi ve tvaru $n_i(\theta)$ s koeficienty $A_1=14\pm 1,\ A_2=63\pm 6,\ B_1=43,9616\pm 0,0005,\ B_2=50,18\pm 0,01,\ C_1=0,07\pm 0,01,$ $C_2=0,13\pm 0,01,\ D_1=22\pm 1,\ D_2=22\pm 7.$




Obr. 10: Naměřený počet fotonů n zaznamenaných Geiger-Müllerovým počítačem v závislosti na úhlu stočení krystalu θ v oblasti charakteristických piků 1. řadu železné anody. Proložení piků funkcemi ve tvaru $n_i(\theta)$ s koeficienty $A_1=280\pm30,\ A_2=840\pm20,\ B_1=25,928\pm0,009,\ B_2=28,806\pm0,003,\ C_1=0,138\pm0,012,$ $C_2=0,16\pm0,01,\ D_1=200\pm10,\ D_2=80\pm20.$



Obr. 11: Naměřený počet fotonů n zaznamenaných Geiger-Müllerovým počítačem v závislosti na úhlu stočení krystalu θ v oblasti charakteristického piku 2. řadu železné anody. Proložení piku funkci ve tvaru $n_1(\theta)$ s koeficienty $A_1 = 54 \pm 1, \, B_1 = 60,742 \pm 0,003, \, C_1 = 0,125 \pm 0,003, \, D_1 = 21 \pm 2.$



Obr. 12: Naměřený počet fotonů n zaznamenaných Geiger-Müllerovým počítačem v závislosti na úhlu stočení krystalu θ v oblasti charakteristického piku 2. řadu železné anody. Proložení piku funkci ve tvaru $n_2(\theta)$ s koeficienty $A_2=260\pm 50,\, B_2=73,88\pm 0,01,\, C_2=0,14\pm 0,02,\, D_2=180\pm 50.$



Obr. 13: Spektrum rentgenového záření wolframové anody. Naměřený počet fotonů n zaznamenaných Geiger-Müllerovým počítačem v závislosti na úhlu stočení krystalu θ .